

INFORMATIVO TÉCNICO

MixRinse dish



O PRODUTO

MixRinse dish é um produto líquido, de cor azulada, indicado especificamente para acelerar a secagem de louças lavadas em máquinas automáticas, em restaurantes e cozinhas profissionais.

COMO USAR

MixRinse dish só pode ser usado através de dosador ligado ao encanamento de passagem da água de enxágue da máquina de lavagem de pratos. A dosagem ideal deve ficar entre 0,2 e 0,8 g por litro de água que é fornecida pelo encanamento de enxágue. O produto obtém seu efeito máximo com a água de enxágue entre as temperaturas de 80° e 90° C para louça comum e 50° e 60° C para vidros e cristais.

APLICAÇÕES

MixRinse dish é um poderoso secante formulado com matérias-primas selecionadas que facilita o escoamento da água ao quebrar a tensão superficial das gotas no enxágue e acelerar sua evaporação. *MixRinse* dish não deixa resíduos na louça, seja de cerâmica, vidro ou aço, apresentando uma superfície final seca e brilhante. É um produto profissional destinado às cozinhas profissionais de indústrias hospitalares, hotéis, restaurantes, escolas etc.

Características Físicas e Organolépticas	
aspecto.....	líquido azul transparente
odor.....	característico das matérias-primas
perfume.....	não contém
corante.....	contém
densidade em g / cm ³ a 20°C.....	0,980 a 1,010
Características Químicas	
pH em solução a 1%.....	4 a 5
tensoativos não-iônicos especiais.....	contém
solvente especial.....	contém
preservante.....	contém
sequestrante.....	contém

PRECAUÇÕES NO USO

Manter fora do alcance de crianças. Se ingerido, beber água. Se em contato com os olhos, lavar com muita água. Consultar o Centro de Intoxicações mais próximo ou Serviço de Saúde, levando o rótulo.

CUIDADOS ESPECIAIS

- **Estocagem:** Normal.
- **Transporte:** Normal.
- **Manuseio:** Normal.
- **Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma.
- **Embalagem vazia:** Pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio-ambiente.

Sorimrd - Lucida Sans - Pantone 273 - 28/06/23

Outras informações

● **Embalagem:** bombona de 20 litros e caixa com 4 bombonas de 5 litros. ● **Prazo de validade:** 12 meses, se corretamente estocado. ● **MS** - Autorização 3.05800-1 | Notificação Anvisa 25351.733223/2014-10.