

INFORMATIVO TÉCNICO

SkinMec Orange



O PRODUTO

SkinMec Orange é uma loção gel neutra com grande poder de limpeza na remoção de sujeiras pesadas como óleos, graxas e gorduras, agindo por tensoatividade, solvência e atrito. Essas três ações combinadas “arrancam” a sujeira impregnada, sem prejudicar o substrato, graças à ausência de álcalis livres e à presença de hidratantes e sobre-engordurantes. O produto previne ainda o entupimento de encanamentos devido ao uso de “bits” abrasivos plásticos, ao invés de areia.

COMO USAR: **SkinMec Orange** pode ser usado através de dosadores apropriados (dispensadores abastecíveis) ou com sacos de recarga (*refil*) e frascos de PET com bombas dosadoras. Com o substrato previamente molhado, aplicar de 1 a 2 porções do produto, esfregar durante algum tempo e enxaguar. Repetir a operação, se necessário. Os componentes limpadores do **SkinMec Orange** foram desenvolvidos para limpar profundamente, poupando o substrato, que é reidratado por aditivos especiais.

APLICAÇÕES

SkinMec Orange foi desenvolvido para ser usado na limpeza manual em indústrias, mineração, oficinas mecânicas em geral, comércios especiais, restaurantes e cozinhas industriais que lidem com excesso de sujeira, mormente misturada com graxas, óleos e gorduras. A ação combinada do tensoativo neutro, com o solvente de óleos cítricos e a abrasão suave dos “bits” plásticos arredondados, apresentam um incomparável efeito sinérgico de limpeza. O entupimento normal dos canos com a areia dos sabões em pasta comuns é evitada pela leveza dos “bits” que flutuam e são carregados pela água.

PRECAUÇÕES NO USO

Manter fora do alcance de crianças. Se ingerido, beber água. Se em contato com os olhos, lavar com muita água. Consultar o Centro de Intoxicações mais próximo ou Serviço de Saúde, levando o rótulo.

Características Físicas e Organolépticas

aspecto.....	líquido viscoso alaranjado
odor natural.....	cítrico
perfume.....	isento
corante.....	contém
densidade a 20°C.....	1,04 a 1,05 g/cm ³

Características Químicas

pH tal qual.....	5,5 a 6,5
ativos totais %.....	49 a 51
tensoativo aniônico.....	contém
tensoativos não-iônicos.....	contém 2
tensoativo sulfatado.....	contém
solvente cítrico.....	contém
“bits” de plástico.....	contém
hidratantes.....	contém
preservante.....	contém

CUIDADOS ESPECIAIS

●**Estocagem:** Proteger do calor e do sol. ●**Transporte:** Normal. ●**Manuseio:** Normal. ●**Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma. ●**Embalagem vazia:** Não reutilizar; pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio-ambiente.

Sorismo - SerpentineD Bold-Pantone 158 -14/08/19

Outras informações

●**Embalagens** - Caixa com 4 bombonas plásticas de 5 litros. ●**Prazo de validade:** 24 meses, se corretamente estocado. ● **MS** - Autorização 3.05800-1 / Produto notificado na Anvisa 25351.639653/2018-61.